

Con las
nuevas
sondas
Gen 2

La primera opción para la
audiometría de inmitancia



Diseñado para rendir

Construido desde cero con profesionales de la audición como usted, el Madsen Zodiac con las nuevas sondas Gen 2 ofrece un rendimiento y una fiabilidad insuperables, lo que lo convierte en una parte esencial del kit de herramientas de cualquier audiólogo.

Modalidad única

Con su diseño y tecnología centrados en cubrir una modalidad única, tanto si realiza timpanogramas rutinarios como pruebas más avanzadas, puede estar seguro de obtener resultados fiables.

Tecnología probada

Las sondas Gen 2 se basan en décadas de experiencia en pruebas de inmitancia e incorporan tecnología probada con funcionalidad de vanguardia para ofrecer un rendimiento inigualable.

Refuerza su flujo de trabajo

Robustas y fiables, estas sondas soportan flujos de trabajo eficientes y ofrecen años de rendimiento constante y fiable en entornos de gran volumen.

Madsen® Zodiac con las sondas Diagnostic y Quick Check Gen 2

Robusto, fácil de usar en todas las condiciones de prueba y perfectamente integrado en los flujos de trabajo clínicos, es la opción preferida cuando se realizan pruebas de inmitancia.

Diseñado para un fin

Construido para ser resistente

Las puntas de las sondas de timpanometría suelen acumular líquido y cerumen que bloquean los sensibles componentes electrónicos y dificultan su funcionamiento.

Los componentes electrónicos de las sondas Gen 2 están colocados lejos de la punta de la sonda, protegiéndolos durante la prueba y evitando daños durante la limpieza frecuente, garantizando excelentes resultados y una vida de servicio fiable.



Gen 2 — para todos los usuarios de Madsen Zodiac

Las sondas Gen 2 son compatibles con todas las versiones Quick Check (Chequeo rápido), Diagnostic (Diagnóstico) y Clinical (Clínico) del Madsen Zodiac. Las sondas Gen 2 vienen de serie con todas las unidades nuevas y están disponibles como actualización para los usuarios actuales de Madsen Zodiac.

Dual Probe™ para pruebas más rápidas

Madsen Zodiac es el único dispositivo de pruebas de inmitancia que le permite tener siempre conectadas tanto las sondas de detección como las de diagnóstico. Cambie de una a otra sin interrumpir su flujo de trabajo. Es la solución ideal para clínicas que necesitan tanto una timpanometría rápida de rutina como capacidades de diagnóstico.

La robusta bomba responde rápidamente para garantizar un sellado completo

Sonda de diagnóstico Gen 2

Teléfono de estímulo contralateral

Opción Dual Probe™



Resolución de pantalla optimizada para ver los elementos clave de la prueba desde todos los ángulos

Optimizado para su uso con puntas de sonda Natus estándar

Sistema EasyLock™ para un mantenimiento rápido

Indicadores LED de oído/estado

Gen 2 Prueba Quick Check

Opción Dual Probe™

Superficies fáciles de limpiar, navegación intuitiva

Visite natus.com/zodiac para obtener más información.



En las ajetreadas clínicas de hoy en día, las pruebas de inmitancia deben ser rápidas y fiables

Las sondas Gen 2 de Quick Check y diagnóstico Madsen® Zodiac están diseñadas para minimizar la manipulación, automatizar los procesos y garantizar un sellado fiable, lo que las convierte en la opción ideal para su uso en entornos clínicos de gran volumen.

Diseño ergonómico

El éxito de una prueba de inmitancia depende de la obtención y el mantenimiento de un sellado fiable. Las sondas y las puntas son cómodas de sujetar y fáciles de colocar en la oreja, para que pueda sentir el sellado y empezar a realizar pruebas inmediatamente.

Centrarse en el paciente

Equipadas con largos cables reforzados, las sondas permiten a los médicos moverse con libertad y acercarse al paciente durante las pruebas. Junto con los mandos a distancia, los comentarios de audio y los indicadores LED, los audiólogos pueden centrarse en el paciente en lugar de en su equipo.

Porque cada segundo cuenta

Las sondas Gen 2 están diseñadas para crear y restablecer automáticamente el sellado. Las pruebas se inician automáticamente una vez que se consigue el sellado, lo que hace que las sondas sean ideales para flujos de trabajo ajetreados que dependen de obtener buenos resultados a la primera.

Ideal para realizar pruebas a niños

Las pruebas rápidas y los cables más largos hacen que la sonda Gen 2 Quick Check sea ideal para la timpanometría infantil, donde acertar a la primera es esencial. Incluye un tono de 1000 Hz para realizar pruebas en bebés.

Fácil de usar

El Madsen Zodiac es su dispositivo de prueba de inmitancia. Gracias a su diseño intuitivo y a su facilidad de uso, este dispositivo es ideal para que lo utilice todo el personal de pruebas auditivas en cualquier entorno de pruebas.

La solución ideal para su flujo de trabajo

Madsen Zodiac está disponible en tres versiones: Quick Check (Chequeo rápido), Diagnostic (Diagnóstico) y Clínica (Clínico), ya sean autónomos o basados en PC.

Sistema Quick Check




Sistema Diagnóstico y Clínico



El sistema de Quick Check con la sonda de detección portátil Gen 2 hace que la timpanometría y la detección de reflejos sean más eficaces. Los mandos a distancia de la sonda portátil le permiten cambiar de oído directamente. Lea y documente rápidamente los resultados de las pruebas con la impresora integrada opcional y guarde los resultados en Otosuite®.

Los sistemas Diagnóstico y Clínica ofrecen una completa batería de pruebas de inmitancia y pruebas adicionales para obtener datos e investigaciones más exhaustivos. Al ser la única solución de pruebas de inmitancia con una opción Dual Probe™, puede cambiar entre la sonda de diagnóstico o Quick Check en cualquier momento, sin interrumpir su flujo de trabajo.



También existe una versión para PC de Madsen Zodiac.

Utiliza el teclado y el ratón del PC con el módulo Otosuite Inmitancia, que actúa como pantalla. Óptimo para montaje en pared y manejo directo desde Otosuite®.

	Quick Check	Diagnóstico	Clínico
Timpanometría de barrido/ automática	⊙	⊙	⊙
Timpanometría manual		⊙	⊙
Tono de sonda de 226 Hz	⊙	⊙	⊙
Tono de sonda de 1000 Hz		⊙	⊙
Tonos de sonda de 678 y 800 Hz			⊙
Detección de reflejos	⊙	⊙	⊙
Umbral de reflejos (ipsi/contra)		⊙	⊙
Decaimiento de reflejos		⊙	⊙
ETF-P			⊙
Grabador de admitancia			⊙
Timpanogramas B&G			⊙

Madsen Zodiac y Otosuite®

Cuando se utiliza con Otosuite, Madsen Zodiac mejora la eficiencia clínica con otros dispositivos de evaluación y adaptación auditiva de Natus para agilizar el recorrido del paciente.



Visite natus.com/otosuite para obtener más información.

Puntas de sonda de silicona Natus



Nuestras olivas funcionan a la perfección con Madsen Zodiac, proporcionando un cierre hermético, rápido y sencillo para pruebas fiables.

Póngase en contacto con su representante local de Natus para realizar un pedido.

Evaluando las señales sensoriales

©2023 Natus Medical Incorporated. Reservados todos los derechos. Los nombres de los productos que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas cuya propiedad, licencia, distribución o promoción pertenece a Natus Medical Incorporated, sus empresas subsidiarias o afiliadas. 7-26-9310-ES Rev07

natus®

Natus Medical Incorporated

natus.com